

Le diskus est un inhalateur de poudre sèche prêt à l'emploi. L'utilisation est déclenchée par l'inspiration.



- S'utilise à partir de 7 - 8 ans en fonction de la coopération de l'enfant.
- Préconisé dans les traitements de fond.

### **INTERETS DU DISPOSITIF**

- Utilisation simple : manipulation et apprentissage de l'inhalation faciles.
- Maniable, peu encombrant, facile à transporter (cartable, sac...).
- Fiable dans le contrôle de la consommation du médicament : visualisation de la quantité consommée grâce à un compteur de doses.
- Sécurisant : le produit médicamenteux est une poudre, l'inhalation est mieux maîtrisée.

### **MODALITES D'UTILISATION**

1. Ouvrir le diskus en faisant pivoter le couvercle,
2. Pousser le levier le plus loin possible jusqu'à entendre un déclic : la dose est prête à être inhalée,
3. Expirer profondément et lentement par la bouche en dehors de l'inhalateur afin de vider les poumons,
4. Fermer les lèvres autour de l'embout buccal, inspirer lentement et profondément par la bouche,
5. Retenir sa respiration 10 secondes puis expirer en dehors de l'appareil,
6. Refermer le couvercle,
7. Bien se rincer la bouche après l'utilisation des corticoïdes inhalés pour prévenir les effets indésirables,
8. L'inhalation par diskus n'entraîne aucune sensation dans la gorge : la dose inhalée représente un volume très réduit car la poudre est très fine.

Le diskus contient 60 doses. Il est muni d'un compte dose. La dose est chargée en poussant le levier.

Si le compteur de doses est à zéro, le diskus est alors vide.

### **ENTRETIEN**

Entretien facile et rapide. sécher l'embout avec un chiffon doux après chaque inhalation