

Etiquette patient	Antibiotique Inhalé (Colimycine) ___ / ___ / 2014							Page ___
Prescription							Médecin _____	
Antibiotique	Ventilation initiale	Ventilation pendant l'aérosol	Sédation pendant l'aérosol		Prélèvement sanguin (Noter la date et l'heure du prélèvement)			
<input type="checkbox"/> Colimycine _____ M/8H Dilué dans _____ ml	<input type="checkbox"/> Mode	<input type="checkbox"/> VAC ; VT= _____ ml	<input type="checkbox"/> Propofol _____ mg/h (si besoin)		Pic	Pic	Résiduel	
	<input type="checkbox"/> VT= _____ ml	<input type="checkbox"/> FR= _____ /min						
	<input type="checkbox"/> AI = _____ cmH20	<input type="checkbox"/> I/I+E=50%						
	<input type="checkbox"/> FR= _____ /min	<input type="checkbox"/> Plateau 20%						
	<input type="checkbox"/> I/I+E= _____ %	<input type="checkbox"/> Débit constant						
	<input type="checkbox"/> PEP _____ cmH20	<input type="checkbox"/> FiO2= _____ %						
	<input type="checkbox"/> FiO2= _____ %	<input type="checkbox"/> PEP _____ cmH20						
<input type="checkbox"/> Cocher la check-list avant et après chaque aérosol								
Check-list fonctionnement de l'aérosol							Infirmier(e) _____	
Date								
Heure								
Colimycine 4 M			<input type="checkbox"/> COLI	<input type="checkbox"/> COLI	<input type="checkbox"/> COLI	<input type="checkbox"/> COLI	<input type="checkbox"/> COLI	<input type="checkbox"/> COLI
Avant Aérosol	Filtre du patient ou humidificateur	Supprimé ou éteint						
	Raccord annelé	Supprimé						
	Raccord de 10-15 cm	Connecté						
	Filtre expiratoire (entre circuit expi et respirateur)	Connecté						
	Réglage ventilateur	Voir la prescription						
	Patient adapté au respirateur	Propofol si besoin						
Après Aérosol	Filtre du patient ou humidificateur	Rebranché ou allumé						
	Raccord annelé	Rebranché						
	Réglage ventilateur initial	Voir la prescription						
	Filtre expiratoire	Retiré						
	Nébuliseur	Retiré						
	Sédation	Arrêtée si débutée pour l'aérosol						
	Rincer la chambre du nébuliser par 5 ml d'eau stérile							
Tremper le nébuliseur dans Hexanios (1 fois/24h)			Fait à _____ h	Fait à _____ h	Fait à _____ h			

Tourner la page